

SILIMA® Légère

Légère – et pourtant SILIMA®

Forme anatomique et symétrique

- Convient aux patientes sans déficit tissulaire sous les aisselles ou aux femmes minces
- La partie supérieure et le prolongement latéral possèdent des bords plats, garantissant ainsi une transition naturelle et parfaite pour le soutien-gorge
- Convient également aux soutien-gorge à armatures



Le système à deux compartiments.

La légèreté.

Tous les avantages habituels de la gamme SILIMA® s'appliquent également à la prothèse allégée. Cette nouvelle légèreté est obtenue grâce au système à deux compartiments: une couche en silicone normale qui englobe un noyau en silicone allégé.

Comme toutes les prothèses mammaires SILIMA®, cette prothèse allégée suit les mouvements comme un sein naturel.

Tailles	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bonnet B	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Bonnet C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Cette prothèse a des côtés droit et gauche identiques


Entretien

Lavez la prothèse quotidiennement à l'aide d'une lotion douce et rincez-la à l'eau claire. N'utilisez jamais de brosse.

Séchez la prothèse à l'aide d'une serviette.

Attention: Evitez tout contact avec des objets pointus!

Un aspect encore plus naturel grâce aux aréoles Silima



Réf. 83/127

Aréole Ø 40 mm
avec mamelon de 9 mm
ou 12 mm Ø

Réf. 83/128

Aréole Ø 52 mm
avec mamelon de 9 mm
ou 12 mm Ø

Coloris:

Brun clair, brun foncé