

Silima[®]direct

Réf. 66 373 (poids anatomique)

Réf. 66 377 (version allégée)



Face interne spécialement conçue
afin de recevoir le coussinet

Coussinet adhésif positionné sur
la face interne de *Silima[®] direct*

Silima[®] direct - la prothèse adhérente NOUVELLE GENERATION

Prothèse proposée en **deux versions: poids anatomique 66 373 ou allégée 66 377**

Prothèse intégrant - dans sa face interne spécialement étudiée et adaptée - un **coussinet adhésif échangeable**

Concept **innovant** permettant une **transformation aisée** de la prothèse *Silima[®] direct* de la version **non adhérente** en version **adhérente**

Coussinet adhésif **évitant tout déplacement ou décollement** de la prothèse

Facilité d'utilisation et d'entretien: pas de préparation spécifique de la peau avant l'application de la prothèse, nettoyage du coussinet seulement 1 à 2 fois par semaine

Possibilité d'**utiliser la prothèse sur plusieurs années** en remplaçant tout simplement le coussinet (Réf. 64 377) en cas de diminution de son adhésivité